



*Vérifiez votre accès à
AMELI PRO*


ANAEL

6

LOGICIEL ANAEL 6 | ANAEL.FR

ANAEL

Logiciel santé pour les
professionnels de santé
paramédicaux



DECLARATION

des indicateurs FAMI



Avant de déclarer vos indicateurs FAMI sur la période d'ouverture du formulaire (janvier à mars en règle générale), il est nécessaire de vérifier que les composants sur votre PC sont à jour.

**SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
POUR UNE DECLARATION SANS ENCOMBRE !**

- VERIFICATION SUR VOTRE PC
- INSTALLATION ATSAM


PAGES 3 À 4
PAGES 5 À 8

LOGICIEL ANAEL 6 | ANAEL.FR



Etape 1

L'outil de diagnostic est peut-être déjà installé sur votre PC
Cliquez sur l'icône démarrage de Windows
Ecrivez dans la barre de recherche "DiagAM"
Cliquez sur l'icône "DiagAM 2.1"



Si la version n'est pas en "2.1" vous pouvez quand même cliquer dessus.





Si l'icône "DiagAM 2.1" n'apparaît pas c'est que l'outil n'est pas installé.

Il faut donc suivre les étapes de la rubrique Installation ATSAM (pages 5 à 8)

Etape 2

L'outil analyse les
composants de votre
PC.





Etape 3

Pour effectuer la déclaration FAMI sans encombre, il faut qu'il soit noté "à jour" en dessus de l'icône



Si vous avez une ou des case(s) orange, c'est qu'il y a un problème.



MERCI DE SUIVRE LES ÉTAPES DE LA RUBRIQUE INSTALLATION ATSAM.



Il faudra réaliser la dernière mise à jour disponible sur le logiciel.



Votre PC n'est pas à jour.



Votre lecteur SESAM-Vitale utilise le protocole PSS. Contactez nous pour savoir s'il peut être mis à jour. Dans le cas contraire, il faudra le changer.



Si ces icônes sont concernées, vous pouvez tout de même déclarer sans problème vos indicateurs FAMI sur Amelipro.



C'est tout bon !

Vous pouvez aller déclarer vos indicateurs FAMI tranquillement sur Amelipro !






Etape 1

Cliquez sur ce lien ou réécrivez le sur la barre de recherche internet:

<https://www.anael.fr/amelipro/atsam.exe>



Etape 2

Dans la plupart des cas, il sera placé dans vos téléchargements.

Cliquez sur "Enregistrer"



Vous pouvez bien sûr placer cet outil de diagnostic dans le dossier de votre choix.

Etape 3

Cliquez sur ce bouton.
Le téléchargement se lance automatiquement.




Etape 4


Cliquez sur cette case pour que l'outil se lance.

atsam-4.66.01.exe
24,9 Mo • Il y a 4 minutes

Etape 5

L'outil charge, il n'y a rien à faire attendez qu'une nouvelle page s'affiche.





Etape 6

Cochez la case
"DiagAM (32b)"

Cliquez sur "Suivant"



Cocher cette case aidera nos techniciens lors de leur prochaine intervention d'assistance sur votre PC.




Etape 7


Lisez les conditions.

Cliquez sur "Oui" si vous êtes d'accord.



Vous pouvez enregistrer les conditions sur votre PC ou bien les imprimer en cliquant sur le bouton "Imprimer"






Etape 8

L'outil charge les
composants sélectionnés,
il n'y a rien à faire
attendez qu'une nouvelle
page s'affiche.

Etape 9

L'outil a bien été installé,
vous allez pouvoir
visualiser le diagnostic !


Cliquez sur "Terminer"



Etape 10

L'outil analyse les
composants de votre
PC.


il n'y a rien à faire
attendez qu'une
nouvelle page
s'affiche.





Etape 3

Pour effectuer la déclaration FAMI sans encombre, il faut qu'il soit noté "à jour" en dessus de l'icône



Si vous avez une ou des case(s) orange, c'est qu'il y a un problème.



Il faudra réaliser la dernière mise à jour disponible sur le logiciel.



Votre PC n'est pas à jour.




Votre lecteur SESAM-Vitale utilise le protocole PSS. Contactez nous pour savoir s'il peut être mis à jour. Dans le cas contraire, il faudra le changer.

Si ces icônes sont concernées, vous pouvez tout de même déclarer sans problème vos indicateurs FAMI sur Amelipro.




C'est tout bon !

Vous pouvez aller déclarer vos indicateurs FAMI tranquillement sur Amelipro !



ANAEL

Logiciel santé pour les professionnels de santé paramédicaux



01 84 18 09 34

Anael.hotline@gmail.com

